

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
Alerģija										
1.	Kopējais Ig E	serums	bez antikoagulanta	5 dienas		5 dienas	6 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
2.	Alerģēnu paneļi (Specifiskais IgE)	serums	bez antikoagulanta	5 dienas		5 dienas	6 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
3.	Alerģēnu paneis (atsevišķi nosakāms spec.IgE katram alergēnam)	serums	bez antikoagulanta	5 dienas		5 dienas	6 mēneši	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: O, C*
4.	Alerģēnu paneļi - 30 (atsevišķi nosakāms spec.IgG4 katram alergēnam)	serums	bez antikoagulanta	5 dienas		5 dienas	6 mēneši	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: O, C*
5.	Specifiskās pārtikas produktu IgG4 antivielas - 88 (atsevišķi nosakāms spec.IgG4 katram alergēnam)	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks 2-3 dienas
6.	Atsevišķi nosakāms alergēna specifiskais IgE	serums	bez antikoagulanta	5 dienas		5 dienas	6 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
7.	Atsevišķi nosakāms alergēna specifiskais IgG	serums	bez antikoagulanta	5 dienas		5 dienas	6 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
Antioksidanti										
8.	Kopēja antioksidanti	plazma	heparīns	24 h		2 dienas	14 dienas	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S
9.	Glutaciona peroksidāze (selēns)	pilnasinis	heparīns	24 h		2 dienas	14 dienas	1 mL	Uz laboratoriju nosūta pilnasinis paraugu vai visu stobriņu	Izmeklē E. Gulbja laboratorijā, izpildes laiks līdz 14 dienām
Bakterioloģija										
Norādīt datus par saņemto antibakteriālo terapiju!										
10.	Uzsējums uz gonoreju (Neisseria gonorrhoeae)	iztriepe	Amies transporta barotne ar/bez ogles	24 h					Materiālu ņem pirms antibakteriālās terapijas!!!	3 - 5 dienas
11.	Uzsējums uz sterilitāti	asinis, sākotnēji sterili organisma šķidrums	BACTEC asins uzsējuma kultūras pudeles	24 h Maksimāli 48 stundas				bērniem 3–5 mL, pieaugušajiem 8-10mL (Paņemto asins daudzumu redz uzlīmes labajā pusē. Nepareizi paņemts asins daudzums ietekmē analīzes rezultātus)	Ilgāk par 48 h uzsētu asins uzsējumu „BACTEC” sistēmā inkubē termostātā +36 ± 1°C , ko atzīmē nosūtījumā. Aizliegts: - atvērt barotni un asinis sēt atvērtā BACTEC asins uzsējuma pudelē; - ņemt asinis ar šļirci un izdarīt uzsējumu ar dūrienu caur korķīti. Neuzsētas BACTEC asins uzsējumu kultūras pudeles glabā 17-25°C.	līdz 7 dienām
12.	Uzsējums uz sterilitāti	asinis, sākotnēji sterili organisma	BacT/ALERT asins uzsējuma kultūras pudeles	24 h Maksimāli 48 stundas				bērniem ~ 4 mL, pieaugušajiem ~ 10 mL	Nedrīkst turēt tiešā saules gaismā	līdz 7 dienām

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
		šķidrums								
13.	Lumbālpunktāta uzsējums	lumbālpunktāts	tukšs, sterils, slēgts stobriņš	2 h				1–3 mL		Izmeklē P.Stradiņa KUS laboratorijā Izpildes laiks 7-10 dienas
14.	Urīna uzsējums uz mikrofloru	urīns	stobriņš ar konservantu (borskābi)	48 h				5–10 mL	Pacients savāc pirmā rīta urīna porcijas vidējo strūklu, pirms tam veicot ārējo dzimumorgānu tualeti. Aizliegts ņemt urīnu izmeklēšanai no šībera vai urīna pudeles.	3 dienas
15.		urīns	tīrs, sauss urīna trauks ar vāciņu vai stobriņš.	2 h		24 h		5 – 10 mL		3 dienas
16.	Strutu, iztriepju uzsējums uz mikrofloru	iztriepe	Amies transporta barotne	48 h					Nosūtījumā norādīt materiāla ņemšanas anatomisko vietu!	3 - 5 dienas
17.	Uzsējums uz difteriju	iztriepe	Amies transporta barotne	48 h					Nosūtījumā norādīt materiāla ņemšanas anatomisko vietu!	3 - 5 dienas
18.	Uzsējums uz stafilokoku	iztriepe	Amies transporta barotne	48 h					Nosūtījumā norādīt materiāla ņemšanas anatomisko vietu!	2 - 3 dienas
19.	Uzsējums uz MRSA	iztriepe	Amies transporta barotne	48 h					Nosūtījumā norādīt materiāla ņemšanas anatomisko vietu! MRSA skrīnings - iztriepi ņem no deguna abām nāsīm ar vienu tamponu. Ar MRSA inficētu pacientu kontaktpersonu skrīnings – iztriepi ņem no deguna, padusēm un/vai starpenes.	2 - 3 dienas
20.	Uzsējums uz hemolītiskiem streptokokiem	iztriepe	Amies transporta barotne	48 h					Nosūtījumā norādīt materiāla ņemšanas anatomisko vietu!	2 - 3 dienas
21.	Uzsējums uz <i>Candida</i> ģints sēnēm	iztriepe	Amies transporta barotne	48 h					Nosūtījumā norādīt materiāla ņemšanas anatomisko vietu!	3 - 4 dienas
22.	Krēpu uzsējums uz mikrofloru	svaigas krēpas	sterils trauks	2 h		24 h				3 - 5 dienas
23.	Uzsējums uz virspusējām sēnēm	āda, mati, nagi	tīrs, sauss trauks	48 h						līdz 30 dienām
24.	Uzsējums uz anaerobo mikrofloru	iztriepe	Amies transporta barotne	48 h					Nosūtījumā norādīt materiāla ņemšanas anatomisko vietu! Anaerobos apstākļos ņemto natīvo materiālu, laboratorijā nogādā 2 stundu laikā	3 - 8 dienas
25.	Fēču uzsējums uz <i>Enterobacteriaceae</i> dz.m	fēces	Cary-Blair transporta barotne	48 h					Svaigās fēcēs iemērķts iztriepes kociņš un ievietots transporta barotnē	4 - 5 dienas
26.		fēces	sterils trauks	2 h		24 h				4 - 5 dienas
27.	Fēču uzsējums uz <i>Campylobacter</i> ģints mikr.	fēces	sterils trauks	2 h		24 h				Izmeklē LIC Izpildes laiks līdz 10 dienām
28.	Izmeklējums uz disbakteriozi	fēces	sterils trauks	2 h		24 h				5 - 7 dienas
29.	Gaisa izmeklējumi ārstniecības iestādēs	gaiss	sedimentācijas plates	24 h					Izmeklējamais materiāls – gaiss no izmeklējamās telpas. Uzsēj ar sedimentācijas metodi, liekot plates uz horizontālas virsmas atvērtā veidā uz 10 minūtēm	2 - 3 dienas

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
30.	Noskalojumi no apkārtējās vides objektiem	noskalojums	sterils slēgts stobriņš ar 2 mL sterilu 0.9% NaCl (fizioloģisko) šķīdumu	24 h					Izmeklējamais materiāls - dažādu materiālu un apkārtējās telpas noskalojumi, kas ņemti ar transporta vidē samitrinātu vates tamponu vai marles salveti. No sīkiem priekšmetiem ņem noskalojumu no visa objekta, no lieliem priekšmetiem – materiālu ņem no vairākām vietām transporta vidē samitrinātu vates tamponu vai marles salveti. Transportē vertikālā stāvoklī /par to informē arī kurjeru/	2 - 4 dienas
31.	Instrumentu un citu materiālu izmeklēšana uz sterilitāti	noskalojums	sterili plastikāta maisiņi un/vai Amies transporta barotne	24 h					Lielākus priekšmetus transportē izjaucot un ievietojot sterilos plastikāta maisiņos vai sterilā metāla tvertnē. Maza izmēra materiālus veselus iegremdē Amies transporta barotnē	līdz 15 dienām
32.	Seroloģiska r-ja uz a/vielām pret Yersinia ģints mikroorganismiem	serums	bez antikoagulanta	24 h						1 - 2 dienas
33.	Rotavīrusa antigēna noteikšana fēcēs	fēces	sterils, slēgts trauciņš		48 h			3 - 4 g	Vēlams ņemt divus paraugus ar 24 - 48 stundu intervālu	1 diena
34.	Adenovīrusa antigēna noteikšana fēcēs	fēces	sterils, slēgts trauciņš		48 h			3 - 4 g	Vēlams ņemt divus paraugus ar 24 - 48 stundu intervālu	1 diena
35.	Norovīrusa antigēna noteikšana fēcēs	fēces	sterils, slēgts trauciņš		48 h			3 - 4 g	Vēlams ņemt divus paraugus ar 24 - 48 stundu intervālu	1 diena
36.	Clostridium difficile toxin A/B	fēces	sterils, slēgts trauciņš		48 h			3 - 4 g	Vēlams ņemt divus paraugus ar 24 - 48 stundu intervālu	1 diena
37.	A grupas streptokoka kvalitatīva noteikšana	iztriepe no rīkles	sterils stobriņš	24 h						1 diena
38.	Gripas vīrusa (A tipa, B tipa, H1N1) ekspresdiagnotika	iztriepe no rīkles un deguna, aizdegunes	sterila vīrusiem paredzēta transporta barotne		48 h				Iztriepi ņem no rīkles mugurējās sienas un deguna. Pirms iztriepes ņemšanas no deguna, to iztīra no gļotām un citiem izdalījumiem. Pandēmijas gripas vīrusa A (H1N1) paraugu ņemt ne vēlāk par 7. dienu pieaugušajiem un bērniem ne vēlāk par 10. dienu pēc saslimšanas sākuma	1 diena
39.	Izmeklēšana uz tuberkulozes mikobaktērijām	krēpas	sterils, slēgts trauciņš		2 h	līdz 48 h		3-5 mL	No rīta pacients izskalo muti un iesplauj 3 - 5 produktīvus spļāvienus (atkrēpojumus)	līdz 60 dienām
40.	Izmeklēšana uz tuberkulozes mikobaktērijām	bronhu skalojums	sterils, slēgts trauciņš		2 h	līdz 48 h		5-10 mL		līdz 60 dienām
41.	Izmeklēšana uz tuberkulozes mikobaktērijām	pleiras punktāts, punktāti, strutas	sterils stobriņš		2 h	līdz 48 h		5-10 mL	Jānogādā laboratorijā nekaļvejoši	līdz 60 dienām
42.	Izmeklēšana uz tuberkulozes mikobaktērijām	likvors	sterils stobriņš					~ 10 mL	Jānogādā laboratorijā nekaļvejoši	līdz 60 dienām
43.	Izmeklēšana uz tuberkulozes mikobaktērijām	urīns	sterils, slēgts trauciņš		2 h	24 h		50-100 mL	Pacients savāc pirmā rīta urīna porcijas vidējo strūklu, pirms tam veicot ārējo dzimumorgānu tualeti ar ziepēm. Nedrīkst apmazgāties ar dezinficējošiem līdzekļiem.	līdz 60 dienām

Bioķīmijas panelis

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
44.	Bilirubīns /kopējais/	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	2 dienas	7 dienas	6 mēneši	0.5 mL	Ilgāk par 8 stundām jāuzglabā tumsā. Hemolīze↘	P,O,T,C,P,S
45.	Bilirubīns /tiešais/	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	2 dienas	7 dienas	6 mēneši	0.5 mL	Ilgāk par 8 stundām jāuzglabā tumsā. Hemolīze↘	P,O,T,C,P,S
46.	ASAT	serums	bez antikoagulanta	4 dienas↘	4 dienas	7 dienas	3 mēneši	0.5 mL	Hemolīze↗	P,O,T,C,P,S
47.	ALAT	serums	bez antikoagulanta	4 dienas↘	4 dienas	7 dienas	7 dienas	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
48.	Urea	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	7 dienas	7 dienas	1 gads	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
49.	Urea	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta		2 dienas	7 dienas	1 mēnesis	10-15 mL		
50.	Urea	24h urīns								
51.	Urīnskābe	serums	bez antikoagulanta	4 dienas	4 dienas	7 dienas	6 mēneši	0.5 mL	Hemolīze↗	P,O,T,C,P,S
52.	Urīnskābe	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta		4 dienas			10-15 mL	Precipitācija, ja pH<7	P,O,T,C,P,S
53.	Urīnskābe	24h urīns	tīrā traukā bez konservanta		4 dienas			10-15 mL	24h urīnam norādīt kopējo daudzumu	P,O,T,C,P,S
54.	Kreatinīns	serums	bez antikoagulanta	3 dienas	7 dienas	7 dienas	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
55.	Kreatinīns	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta		2 dienas	6 dienas	6 mēneši	10-15 mL		
56.	Kreatinīns	24h urīns	tīrā traukā bez konservanta		2 dienas	6 dienas	6 mēneši	10-15 mL	24h urīnam norādīt kopējo daudzumu	P,O,T,C,P,S
57.	Gammaglutamiltransferāze /GGT/	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	7 dienas	7 dienas	1 gads	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
58.	Sārmainā fosfatāze	serums	bez antikoagulanta	4 dienas	7 dienas	7 dienas	2 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
59.	Laktātdehidrogenāze /LDH/	serums	bez antikoagulanta	1 h↗	7 dienas	4 dienas	6 nedēļas	0.5 mL	Atdalīt serumu no asins šūnām 1 h laikā pēc parauga ņemšanas; Hemolīze↗	P,O,T,C,P,S
60.	Kreatīnkināze	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	2 dienas	7 dienas	1 mēnesis	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
61.	Amilāze	serums	bez antikoagulanta	3 dienas	7 dienas	7 dienas	1 mēnesis	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
62.	Lipāze	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	7 dienas	7 dienas	1 gads	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
63.	Holīnesterāze	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 gads	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
64.	Skābā fosfatāze	serums	bez antikoagulanta	1 h↘ Nekavējoši atliet serumu, 2-8°C		8h↘	1 diena	0.5 mL	Hemolīze↗	P,O,T,C,P,S
65.	Kopējais holesterīns	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	7 dienas	7 dienas	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
66.	ABL holesterīns	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	2 dienas	7 dienas	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
67.	Triglicerīdi	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	2 dienas	7 dienas	1 gadu	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
68.	ZBL holesterīns	serums	bez antikoagulanta	2 dienas		5 dienas	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
69.	Homocisteīns	serums	bez antikoagulanta	6h 2-8°C↗		14 dienas	1 gads	1 mL	Hemolīze↗	P,O,T,C,P,(S*)

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
70.	Homocisteīns	plazma	stabilizators	24h	4 dienas	4 nedēļas	1 gads	1 mL	Speciālo HCY stobru pasūtīt laboratorijā	P,O,T,C,P,(S*)
71.	Etanols	plazma	heparīns	2 dienas		30 dienas	1 mēnesis		Pieņem tikai primāro stobru /neatvērtu/	P,O,T,C,P Izmeklē Gulbja laboratorijā
72.		urīns /spontāns/	tīrā traukā bez konservanta			30 dienas			Pieņem neatvērtu urīna konteineru/ trauku	
73.	CDT/Ogļhidrātu deficīta transferīns/	serums	bez antikoagulanta	2 dienas		10 dienas	1 mēnesis	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: O, Pk*
74.	Laktāts	plazma	Na-fluorīds/ K-oksalāts	Nekavējoši centrifugē	8 h	14 dienas		0.5 mL	Centrifugē un atdala plazmu 15 min laikā pēc parauga ņemšanas	P,O,T,C,P,S
Citoloģija										
75.	Šķidruma citoloģija PAP tests	Iztriepe	BD SurePath Collegion Vial	2-10°C 6 mēneši	4 nedēļas	-	-	-	-	Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks 2-5 dienas
Elektrolīti										
76.	Kālijs	serums	bez antikoagulanta	1 h↗	7 dienas	7 dienas	1 gadu	0.5 mL	Atdalīt serumu no asins šūnām 1 h laikā pēc parauga ņemšanas; Hemolīze↗	P,O,T,C,P,S
77.	Nātrijs	serums	bez antikoagulanta	24 h	2 nedēļas	2 nedēļas	1 gadu	0.5 mL	Hemolīze↘	P,O,T,C,P,S
78.	Hlorīdi	serums	bez antikoagulanta	24 h	7 dienas	7 dienas	1 gadu	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
79.	Kalcijs	serums	bez antikoagulanta	24 h↘	7 dienas	3 nedēļas	8 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
80.	Kalcijs	24h urīns	tīrā traukā		2 dienas	4 dienas	3 nedēļas	10-15 mL	Precipitācija sārmainā vidē /stabilizē 20mL 6M HCl/ Norādīt urīna kopējo daudzumu	P,O,T,C,P,S
81.	Fosfors	serums	bez antikoagulanta	24 h↗	1 diena	1 diena	1 gads	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
82.	Fosfors	24h urīns	tīrā traukā			2 dienas pH<5		10-15 mL	Precipitācija sārmainā vidē /stabilizē 20 mL 6M HCl/ Norādīt urīna kopējo daudzumu	P,O,T,C,P,S
83.	Magnijs	serums	bez antikoagulanta	24 h↗	7 dienas	7 dienas	1 gads	0.5 mL	Hemolīze↗	P,O,T,C,P,S
84.	Varš	serums	bez antikoagulanta	24 h		14 dienas	1 gads	0.5 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: Pirmdiena
85.	Jonizētais kalcijs	serums	bez antikoagulanta; rekomendē gēla stobrā		2 h↗	2 dienas		0.5 mL	gēla stobru centrifugē; transportē neatvērtu stobru	P,O,T,C,P
86.	Litijs	serums	bez antikoagulanta	4 h		7 dienas	1 gads	0.5 mL		P,O,T,C,P,(S*) Izpildes laiks 1-2 dienas
Fēču izmeklēšana										
87.	Koprogramma	Fēces	tīrā traukā			24h			Tīrs sauss plastikāta trauks	P,O,T,C,P,S
88.	Apslēptās asinis	Fēces	tīrā traukā			24h			Tīrs sauss plastikāta trauks	P,O,T,C,P,S

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
89.	Parazītu oļiņas	Fēces	tīrā traukā			24h			Tīrs sauss plastikāta trauks	P,O,T,C,P,S
90.	Giardia lamblia antigēns	Fēces	tīrā traukā			7 dienas	2 nedēļas		Tīrs sauss plastikāta trauks	P,O,T,C,P,S
91.	Helicobacter pylori antigēns	Fēces	tīrā traukā			7 dienas	2 nedēļas		Tīrs sauss plastikāta trauks	P,O,T,C,P,S
92.	Enterobioze	iztriepe	tīrā traukā			24h			Ādas nokasījumus ar samitrinātu tamponu Eurotubo stobriņā	P,O,T,C,P,S
Glikozes regulācija										
93.	Glikoze	serums	bez antikoagulanta	2 h↘		1 diena	1 diena	0.5 mL	Asinis nodod tukšā dūšā. Hemolīze ↘	P,O,T,C,P,S
94.	Glikoze	plazma	Na-fluorīds/ K-oksalāts	2 dienas	2 dienas	5 dienas	1 diena		Asinis nodod tukšā dūšā Hemolīze ↘	
95.	Glikoze	urīns	tīrā traukā bez konservanta	2 h↘	2 h↘	2 h	2 dienas	10-15 mL		
96.	Glikoze	likvors	tīrā, sausā stobriņā	nekavējoši nogādā laboratorijā	2 h↘	3 dienas	nerekomēdē	0.5 mL		
97.	Glikohemoglobīns/HbA1 c	asinis	EDTA	3 dienas	3 dienas	7 dienas	6 mēnešus	1 mL		P,O,T,C,P, S
98.	Glikozes slodzes tests	serums plazma	skatīt - glikoze						Asinis nodod tukšā dūšā (ne mazāk kā 12 stundas)	P,O,T,C,P,S
99.	Insulīns	serums	bez antikoagulanta	24 h↘; leteicams atliet serumu 2-8°C vai sasaldē		7 dienas	3 mēneši	1 mL	Asinis nodod tukšā dūšā (ne mazāk kā 12 stundas), Hemolīze ↘	P,O,T,C,P,(S*)
100.	C-peptīds	serums	bez antikoagulanta	24 h↘; leteicams atliet serumu 2-8°C		5 dienas	1 nedēļa	1 mL	Asinis nodod tukšā dūšā (ne mazāk kā 12 stundas)	P,O,T,C,P,(S*)
101.	Mikroalbuminūrija	24h urīns	tīrā traukā bez konservanta	pēc iespējas ātrāk nogādā laboratorijā		3 dienas		10-15 mL	Norādīt urīna kopējo daudzumu;	P,O,T,C,P, S
102.	Mikroalbuminūrija	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta	24 h		6 dienas				
103.	Insulīna rezistence/HOMA= nepieciešama glikoze un insulīns									P,O,T,C,P,(S*)
104.	Glikoze	plazma	Na-fluorīds/ K-oksalāts	skatīt glikoze/plazma					Asinis nodod tukšā dūšā (ne mazāk kā 12 stundas)	
105.	Insulīns	serums	bez antikoagulanta	skatīt insulīnu					Asinis nodod tukšā dūšā (ne mazāk kā 12 stundas)	
Hematoloģija										
Jāseko, lai stobriņš uzpildītos līdz atzīmei, lai būtu pareizas asins un antikoagulantu attiecības. Uzpildīts stobriņš jāsamaisa 8 reizes, lai nesāktos recēšanas process!!!										
106.	Eritrocīti	pilnasis	K3 EDTA	24h	24h	48h		1 mL		P,O,T,C,P,S
107.	Hemoglobīns	pilnasis	K3 EDTA	24h	24h	48h		1 mL		P,O,T,C,P,S
108.	Hematokrīts	pilnasis	K3 EDTA	8h	8h	48h		1 mL		P,O,T,C,P,S
109.	Vidējais eritrocītu tilpums (MCV)	pilnasis	K3 EDTA	8h	8h	48h		1 mL		P,O,T,C,P,S

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks	
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C				
110.	Vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā (MCH)	pilnasinis	K3 EDTA	24h	24h	48h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
111.	Vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā (MCHC)	pilnasinis	K3 EDTA	8h	8h	48h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
112.	Eritrocītu sadalījums (anizocitoze) RDW	pilnasinis	K3 EDTA	24h	24h	48h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
113.	Trombocīti	pilnasinis	K3 EDTA	24h	24h	48h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
114.	Leikocīti	pilnasinis	K3 EDTA	24h	24h	48h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
115.	Leikocitārā formula	pilnasinis	K3 EDTA	8h	8h	24h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
116.	Retikulocīti (manuālā metode)	pilnasinis	K3 EDTA	8h	8h	24h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
117.	Eritrocītu bazofilā punktainība	pilnasinis	K3 EDTA	8h	8h	8h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
118.	Asins parazīti (malārija)	pilnasinis	K3 EDTA	24h	24h	24h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
119.	EGĀ (kapilārā fotometrija)	pilnasinis	K3 EDTA	8h	8h	24h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
120.	EGĀ (Vestergriņa met.)	pilnasinis	K3 EDTA	8h	8h	24h		1 mL		P,O,T,C,P,S	
121.	Dzelzs	serums	bez antikoagulanta	24 h	7 dienas	3 nedēļas	1 gads	0.5 mL	Hemolīze ↗ svārstības 50% ↘pēcpusdienā	Diennakts (līdz	P,O,T,C,P,S
122.	Dzelzs saistīšanas spēja	serums	bez antikoagulanta	24 h	3 nedēļas	8 mēneši	1 gads	0.5 mL			P,O,T,C,P,S
123.	Transferīns	serums	bez antikoagulanta	24 h	3 nedēļas	8 mēneši	1 gads	0.5 mL			P,O,T,C,P,S
124.	Transferīna piesātinājums	serums	bez antikoagulanta	skatīt dzelzs un transferīna testus							P,O,T,C,P,S
125.	Feritīns	serums	bez antikoagulanta	24 h	7 dienas	7 dienas	1 gads	1 mL			P,O,T,C,P,(S*)
126.	Vitamīns B 12	serums	bez antikoagulanta	24 h ↘; leteicams atliet serumu 2-8°C		1 diena	6 nedēļas	1 mL	Materiālu neturēt tiešu saules staru iedarbībā		P,O,T,C,P,(S*)
127.	Folskābe	serums	bez antikoagulanta	24 h ↘; leteicams atliet serumu 2-8°C		1 diena	6 nedēļas	1 mL	Materiālu neturēt tiešu saules staru iedarbībā		P,O,T,C,P,(S*)
Hemostāze											
Sekot, lai stobriņš uzpildītos līdz atzīmei!!!											
128.	Antitrombīns III	plazma	Na-citrāts 3,2%	8h	8h	24h	4 nedēļas	1 mL	Transportē 8 h laikā vai atlej plazmu, kuru uzglabā 5±3°C		Izpildes laiks piektdienās
129.	Fibrinogēns	plazma	Na-citrāts 3,2%	8h	8h	72h	4 nedēļas	1 mL	Transportē 8 h laikā vai atlej plazmu, kuru uzglabā 5±3°C		P,O,T,C,P,S
130.	Vīlebranda faktors	plazma	Na-citrāts 3,2%	8h	8h	24h	1 mēnesis	1 mL	Transportē 8 h laikā vai atlej plazmu, kuru sasaldē!		Izpildes laiks piektdienās
131.	APTL	plazma	Na-citrāts 3,2%	8h	8h		4 nedēļas	1 mL	Transportēt 4 h laikā vai atliet plazmu un sasaldē!		P,O,T,C,P,S
132.	Protrombīns un INR	plazma	Na-citrāts 3,2%	24h	24h			1 mL	Uzglabā un transportē 20±5°C. Neturēt aukstumā!		P,O,T,C,P,S

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
133.	Proteīna C rezistences tests	plazma	Na-citrāts 3,2%	2h		4h	6 mēn.	1 mL	2 h laikā nogādā laboratorijā vai atlej plazmu, kuru sasaldē!	Izpildes laiks piektdienās
134.	D-dimēri	plazma	Na-citrāts 3,2%	8h	8h	24h	4 nedēļas	1 mL	Transportēt 4 h laikā vai atliet plazmu un sasaldē!	P,O,T,C,P,S
135.	Lupus antikoagulanti	plazma	Na-citrāts 3,2%	4h		8h	4 nedēļas	1 mL	Transportēt 4 h laikā vai atlej plazmu, kuru uzglabā 5±3°C	Izpildes laiks piektdienās
Hepatīti										
136.	Anti-HCV /hepatīts C/	serums	bez antikoagulanta	24 h	2 dienas	7 dienas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
137.	HCV Ag	serums	bez antikoagulanta	24h	5 dienas	5 dienas	<6 mēneši			P,O,T,C,P,(S*) Izpilde 1xned.
138.	Anti-HAV IgM /hepatīts A/	serums	bez antikoagulanta	3 dienas	5 dienas	4 nedēļas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
B hepatīta diagnostika										
139.	HBsAg	serums	bez antikoagulanta	3 dienas	7 dienas	2 nedēļas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
140.	Anti-HBc IgM	serums	bez antikoagulanta	3 dienas	7 dienas	4 nedēļas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
141.	Anti-HBc	serums	bez antikoagulanta	3 dienas	7 dienas	4 nedēļas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
142.	Anti-HBs /kvantitatīvi/	serums	bez antikoagulanta	3 dienas	7 dienas	4 nedēļas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
Hormoni: Vairogdziedzera										
143.	Tiroksīns/T4	serums	bez antikoagulanta	7 dienas	7 dienas	7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
144.	Trijodtironīns/T3	serums	bez antikoagulanta	7 dienas	7 dienas	7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
145.	Tireotropais hormons/TTH	serums	bez antikoagulanta	7 dienas	7 dienas	7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
146.	Brīvais tiroksīns/FT4	serums	bez antikoagulanta	24 h	2 dienas	8 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
147.	Brīvais trijodtironīns/FT3	serums	bez antikoagulanta	24 h	2 dienas	8 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
148.	Tireoglobulīns/Tg	serums	bez antikoagulanta	2 dienas		3 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
149.	Antivielas pret tireoglobulīnu	serums	bez antikoagulanta	24 h	24 h	3 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
150.	Antivielas pret peroksidāzi	serums	bez antikoagulanta	24 h	24 h	3 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
151.	Antivielas pret TSH receptoriem	serums	bez antikoagulanta	24 h	24 h	3 dienas	1 mēnesis	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpilde T,Pk
Hormoni: Dzimumhormoni										
152.	Prolaktīns/PRL	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	5 dienas	7 dienas	3 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
153.	Luteinizējošais hormons/LH	serums	bez antikoagulanta	24 h	3 dienas	5 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
154.	Folikulotropais hormons/FSH	serums	bez antikoagulanta	24 h	2 dienas	7 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
155.	Estradiols	serums	bez antikoagulanta	24 h	1 diena	3 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
156.	Progesterons	serums	bez antikoagulanta	24 h	1 diena	7 dienas	3 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
157.	Testosterons	serums	bez antikoagulanta	2 dienas 2 d siev.↗	2 diena	7 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
158.	Sekshormonu saistošais globulīns/SHSG	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
159.	Dehidroepiandrosterona sulfāts/DHEA-SO4	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	1 diena	5 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
160.	Androstendions	serums	bez antikoagulanta	24 h	1 diena	4 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
161.	17 a-hidroksiprogesterons	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	3 mēneši	0,5 mL	Materiālu neturēt tiešu saules staru iedarbībā	Pieņem paraugu P,O,T,C,P,(S*) Izpildes laiks 1-2 dienas
162.	Brīvo androgēnu indekss(testosterons+SHSG)	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
Hormoni: citi										
163.	Kortizols	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	3 mēneši	1 mL	Atzīmēt uz stobriņa ņemšanas laiku	P,O,T,C,P,(S*)
164.	Somatotropais hormons	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	2 mēneši		leteicams asinis nodod tukšā dūšā un 30 min pirms asins ņemšanas jābūt miera stāvoklī.	P,O,T,C,P,(S*)
165.	Parathormons	serums	bez antikoagulanta	6 h; ieteicams sasaldēt serumu	6 h	8 h	2 mēneši	1 mL	Atzīmēt uz stobriņa ņemšanas laiku (ieteicams pēc 7 no rīta)	P,O,T,C,P,(S*)
166.	AKTH	plazma	EDTA /Atsevišķs stobrs/	24 h; ieteicams sasaldēt plazmu		1 diena	1 mēnesis	1 mL	leteicams asinis ņemti no rīta (plkst.6.00-10.00)	P,O,T,C,P,(S*)
167.	Deoksipiridolīns/Osteoporozes marķieris/	urīns /pirmais rīta urīns	tīrā traukā bez konservanta	24 h	3 dienas	7 dienas	1 mēnesis	3 mL	Saules gaisma	P,O,T,C,P,(S*)
168.	P1NP	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēneši	1 mL	Atkārtoti izmeklēt vienā laikā/diennakts ritms	P,O,T,C,P, S Izmeklē E.Gulbja laboratorijā
169.	betaCTX	plazma/ priekšroka	EDTA	24 h		8 dienas	3 mēneši	1 mL	Atkārtoti izmeklēt vienā laikā/diennakts ritms	P,O,T,C,P, S Izmeklē E.Gulbja laboratorijā
170.		serums	bez antikoagulanta							
171.	IGF-1 /insulīnam līdzīgais augšanas faktors/	serums	bez antikoagulanta	24 h		24 h	12 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
172.	Tiešais renīns	plazma	EDTA /Atsevišķs stobrs/	Nestabils, nekavējoši atdalīt plazmu, sasaldēt	1 h		1 gads	1 mL	Neuzglabāt ledusskapī vai vēsumā un pēc iespējas ātrāk atdalīt plazmu no šūnām pēc centrifugēšanas. Veicot paraugu ņemšanu, jāfiksē pacienta stāvoklis, kādā tika ņemts izmeklējamo materiāls (guļus, stāvus vai sēžot)	P,O,T,C,P,(S*)
173.	Aldosterons	serums	bez antikoagulanta	Nekavējoši atliet serumu 2-8°C; ieteicams serumu sasaldēt		24 h	1 mēnesis	0.5 mL		P,O,T,C,P,(S*)
174.	Noradrenālīns, Adrenālīns, Dopamīns	24 stundu urīns	konservants 30 mL 6N HCl (saņem laboratorijā)				6 mēneši	20-30 mL	Urīnu vākšanas laikā uzglabā 2-8°C, pirms atliešanas tīrā urīna traukā, samaisa Neturēt tiešu saules staru iedarbībā	Pieņem paraugu P,O,T,C,P Izmeklē E.Gulbja laboratorijā /Beļģijā/

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
										Izpildes laiks līdz 10 dienām
175.	Anti-Millera hormons	serums	bez antikoagulanta	1 h Nekavējoši atliet serumu, 2-8°C		48 h	3 mēneši	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks 2-3 dienas
176.	Vitamīns D (25 OH)	serums	bez antikoagulanta	24 h	24 h	6 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
Imunoloģija / autoimunitāte										
177.	Imūnglobulīni (IgG, IgA, IgM)	serums	bez antikoagulanta	24 h	4 mēneši	8 mēneši	8 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P, S
178.	Komplementa komponents C3	serums	bez antikoagulanta	24 h	4 dienas	8 dienas	8 dienas	0.5 mL		P,O,T,C,P,(S*)
179.	Komplementa komponents C4	serums	bez antikoagulanta	24 h	2 dienas	8 dienas	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,(S*)
180.	ANA/Anti-nukleārās antivielas	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
181.	ENA/Ekstraktablās antivielas	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
182.	Anti- nDNS /dubultspirāle/	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
183.	HLA B27	pilnasinis	heparīns	48 h				4 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
184.	HLA B27	pilnasinis	K2, K3EDTA							
185.	Anti-gliadīna IgA	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
186.	Anti-gliadīna IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
187.	Anti-DGP IgA /deamidētie gliadīna peptīdi/	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
188.	Anti-DGP IgG /deamidētie gliadīna peptīdi/	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
189.	Transglutamināzes IgA	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
190.	Transglutamināzes IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
191.	Anti-kardiolipīna skrīnings(IgA,IgM,IgG)	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
192.	Anti-fosfolipīdu IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
193.	Anti-fosfolipīdu IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
194.	Autoantivielas (ANA/ENA IgG): SS-A (Ro 60, Ro-52), SS-B (La), SmB, SmD, RNP-68, RNP-A, RNP-C, Rib-P, PCNA, CENP B, Scl-70, Jo-1, histoni, dsDNA	serums	bez antikoagulanta	24 h		2 nedēļas	1 mēnesis	0.5 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
195.	p ANCA (anti- MPO)	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
196.	c ANCA (anti- PR-3)	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēnešus	0.5 mL		
Imūnhematoloģija										
197.	Asins grupas (ABO), Rh(D) faktors	serums	bez antikoagulanta	48 h					Jābūt atsevišķam stobram	P,O,T,C,P
198.	Anti – eritrocitārās antivielas/skrīnings	serums	bez antikoagulanta	48 h					Jābūt atsevišķam stobram	P,O,T,C,P
199.	Anti – eritrocitārās antivielas/titrēšana	serums	bez antikoagulanta	48 h					Jābūt atsevišķam stobram	P,O,T,C,P
200.	Tiešā Kumbsa reakcija	pilnasinis	K3 EDTA	48 h					Jābūt atsevišķam stobram	P,O,T,C,P
201.	Rh piederības fenotips	serums	bez antikoagulanta	48 h					Jābūt atsevišķam stobram	P,O,T,C,P
Infekcijas										
202.	Anti-citomegalovīrusa IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		14 dienas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
203.	Anti-citomegalovīrusa IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		14 dienas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
204.	Anti-masaliņu (rubella) IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		14 dienas	1 gads	1 mL	Norādīt pēdējo vakcināciju!	P,O,T,C,P,(S*)
205.	Anti-masaliņu (rubella) IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		14 dienas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
206.	Anti-Herpes simplex 1/2 IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
207.	Anti-Herpes simplex 1/2 IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
208.	Anti-Toxoplasma gondii IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	6 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
209.	Anti-Toxoplasma gondii IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	6 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
210.	Anti-Epstein-Barr vīrusa (VCA) IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
211.	Anti-Epstein-Barr vīrusa (VCA) IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
212.	Sifilisa skrīnings/RPR	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	0.5 mL		P,O,T,C,P,(S*)
213.	TPHA	serums	bez antikoagulanta	24 h		2 dienas	1 mēnesis	0.5 mL		P,O,T,C,P,(S*)
214.	Treponema pall.kopējās av (IgM, IgG)	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1.0 mL		P,O,T,C,P,(S*)
215.	Anti-HIV 1/2, HIV Ag	serums	bez antikoagulanta	24 h		14 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
216.	Anti-Chlamydia trachomatis IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 gads	0.5 mL		Pienem paraugu
217.	Anti-Chlamydia trachomatis IgA	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 gads	0.5 mL		P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
218.	Anti-Chlamydia pneumoniae IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēneši	0.5 mL		Pienem paraugu
219.	Anti-Chlamydia pneumoniae IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
220.	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	3 mēneši	0.5 mL		Pienem paraugu
221.	Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
222.	Anti-Bordetella pertussis IgA	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	3 mēneši	0.5 mL		Pienem paraugu
223.	Anti-Bordetella pertussis IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
224.	Anti-Borrelia burgdorferi IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
225.	Anti-Borrelia burgdorferi IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
226.	Anti-Borrelia burgdorferi IgM, IgG apstiprinošais tests	serums	bez antikoagulanta	24 h		2 nedēļas	1 mēnesis	0.5 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 3 dienas
227.	Anti-Toxocara canis IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	0.5 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
228.	Anti-Varicella Zoster IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*) Izpildes laiks: 1-2 dienas
229.	Anti-Varicella Zoster IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*) Izpildes laiks: 1-2 dienas
230.	Anti-Parotīta vīrusa IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	3 mēneši	0.5 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
231.	Anti-Parotīta vīrusa IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	3 mēneši	0.5 mL		
232.	Anti-Helicobacter pylori IgA	serums	bez antikoagulanta	24 h		3 dienas	3 mēneši	1 mL		
233.	Anti-Helicobacter pylori IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		3 dienas	3 mēneši	1 mL		
234.	Anti-ērču encefalīta vīrusa IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		3 dienas	3 mēneši	1 mL		
235.	Anti-ērču encefalīta vīrusa IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h		3 dienas	3 mēneši	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
236.	Antivielas pret Diphtheria toksīnu IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		5 dienas	6 mēneši	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1xned.
237.	SARS-CoV-2 IgM/IgG	serums	bez antikoagulanta	24h		7 dienas	28 dienas			P,O,T,C,P(S*)
238.	Anti-SARS-CoV2 IgM	serums	bez antikoagulanta	48h		7 dienas	1 mēnesis			P,O,T,C,P(S*)
239.	Anti-SARS-CoV2 IgG	serums	bez antikoagulanta	48h		7 dienas	1 mēnesis			P,O,T,C,P(S*)
240.	Kalprotektīns	fēces	fēču parauga kontainers	24 h		5 dienas				Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
Iztriepju izmeklēšana										
241.	Iztriepju izmeklēšana uz GN, trihomonas, sēnītes	iztriepe	Uz stikliņa	48h	48h				Jābūt 2 stikliņiem	P,O,T,C,P
242.	Citoloģiskā izmeklēšana	iztriepe	Uz stikliņa	10 dienas	10 dienas					P,O,T,C,P (atbilde 3 dienu laikā)
Kardioloģiskie marķieri										
243.	Troponīns I	serums	bez antikoagulanta	24 h		3 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,S
244.	Augsti jutīgs CRO	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	15 dienas	2 mēneši	3 gadi	1 mL		P,O,T,C,P,S
245.	Kreatinīna MB frakcija	serums	bez antikoagulanta	24 h		8 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,S

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
246.	NT-proBNP	serums	bez antikoagulanta	24 h	3 dienas	6 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
Molekulārā bioloģija										
247.	Chlamydia trachomatis DNS/PQR	iztriepe	Copan-eNAT DNS noteikšanai	7 dienas		7 dienas	6 mēneši	2 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks 1-3 dienas
248.		rīta urīna strūklas pirmo porciju	tīrā traukā bez konservanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	10-15 mL		
249.	Neisseria gonorrhoeae DNS/PQR	iztriepe	Copan-eNAT DNS noteikšanai	7 dienas		7 dienas	6 mēneši	2 mL		
250.		rīta urīna strūklas pirmo porciju	tīrā traukā bez konservanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	10-15 mL		
251.	Seksuāli transmisīvo infekciju panelis/PQR	iztriepe	Copan-eNAT DNS noteikšanai	7 dienas		7 dienas	6 mēneši	2 mL		
252.		rīta urīna strūklas pirmo porciju	tīrā traukā bez konservanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	10-15 mL		
253.	Papilomas vīruss/HPV DNS/PQR	iztriepe	Copan-eNAT DNS noteikšanai	7 dienas		7 dienas	6 mēneši	2 mL		
254.	Šķidruma citoloģija	iztriepe	BD SurePath barotne	30 dienas	30 dienas					
255.	SARS-CoV2 RNS	iztriepe	Transportbarotne	24 h		7 dienas		2 mL		P,O,T,C,P pēc pieraksta
Onkoloģiskie marķieri / Grūtniecības kontrole										
256.	Prostatas specifiskais antigēns/PSA	serums	bez antikoagulanta	24 h	3 dienas	3 dienas	3 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
257.	Brīvais prostatas specifiskais antigēns	serums	bez antikoagulanta	24 h		24 h	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
258.	Karcinoembrionālais antigēns/CEA	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
259.	CA 15-3	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
260.	CA 125 II	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	3 mēneši	1 mL	līdz 3x7 menstruālās asiņošanas laikā	P,O,T,C,P,(S*)
261.	HE4	serums	bez antikoagulanta	24 h	24 h	4 dienas	1 mēnesis	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S
262.	Olnīcu audzēja riska indekss/ROMA(CA125+HE4)	serums	bez antikoagulanta	24 h	24 h	4 dienas	1 mēnesis	1 mL	Norādīt premenopauze/menopauze	Izpildes laiks: T, Pk.
263.	CA 19-9	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
264.	Alfa-fetoproteīns/AFP	serums	bez antikoagulanta	24 h	3 dienas	3 dienas	3 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
265.	Horiongonadotropīns /HCG	serums	bez antikoagulanta	24 h	2 dienas	7 dienas	2 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
266.	Brīvais estriols	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	6 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
267.	Brīvais beta-horiongonadotropīns	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
268.	PAPP-A	serums	bez antikoagulanta	24 h		3 dienas	1 mēnesis	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
269.	NSE	serums	bez antikoagulanta	Nekavējoši atliet serumu	6 h↗	1 diena↗	3 mēneši	1 mL	Hemolīze↗ ; Palielinās pie trombocitozes	P,O,T,C,P,(S*)
270.	Kalcitonīns	serums	bez antikoagulanta	Nekavējoši atliet serumu-sasaldē	4 h↘	19 h↘	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
271.	CA 72-4	serums	bez antikoagulanta	24 h		30 dienas	3 mēneši	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: Pk.
272.	Beta-2 makroglobulīns	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	2 nedēļas	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
273.	Pirmā trimestra skrīnings (speciāla veidlapa) PAPP-A, brīvais beta-HCG (8 ned.-13 ned.6 dienas)	serums	bez antikoagulanta	skatīt atbilstošos testus				1 mL	Speciālo veidlapu saņem laboratorijā vai izdrukā no mājaslapas	P,O,T,C,P,(S*)
274.	Otrā trimestra skrīnings (speciāla veidlapa) AFP, HCG, brīvais estriols (14 ned.-22 ned.6 dienas)	serums	bez antikoagulanta	skatīt atbilstošos testus				1 mL	Speciālo veidlapu saņem laboratorijā vai izdrukā no mājaslapas	P,O,T,C,P,(S*)
Proteīni, reimotesti										
275.	Kopējais olbaltums	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	1 nedēļu	1 mēnesi	2 mēneši	0.5 mL	Hemolīze↗	P,O,T,C,P,S
276.	Albumīns	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	2.5 mēneši	5 mēneši	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
277.	Olbaltumvielu frakcijas	serums	bez antikoagulanta	24 h	24 h	10 dienas	1 mēnesis	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
278.	Paraproteīni/imunoelektroforēze	serums	bez antikoagulanta	24 h	24 h	10 dienas	1 mēnesis	1 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Izpildes laiks: 1-2 dienas
279.	C-reaktīvais olbaltums /CRO/	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	15 dienas	2 mēneši	3 gadi	0.5 mL	Hemolīze↗	P,O,T,C,P,S
280.	Antistreptolizīns O	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	2 diena	8 dienas	6 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
281.	Reimatoīdais faktors	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	2 diena	8 dienas	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,S
282.	Anti-CCP /cikliskie citrulinētie peptīdi	serums	bez antikoagulanta	24 h	24 h	7 dienas	1 gads	1 mL		P,O,T,C,P,(S*)
283.	Alfa 1-antitripsīns	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	8 dienas	14 dienas	3 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P, S Izpildes laiks: Pk.
284.	Ceruloplazmīns	serums	bez antikoagulanta	2 dienas	8 dienas	14 dienas	1 gads	0.5 mL		P,O,T,C,P, S
285.	Imunoglobulīnu vieglās ķēdes-kappa, lambda	serums	bez antikoagulanta	2 dienas		4 dienas	6 mēneši	0.5 mL		P,O,T,C,P,(S*)
Urīna analīze										
286.	Urīna analīze ar stripu	spontāns urīns	Tīrs urīna trauks	2h	2h			10 mL	Pieņem tikai laboratorijā.	P,O,T,C,P,S
287.	Urīna sedimenta mikroskopija	urīns	Tīrs urīna trauks	2h	2h			10 mL	Pieņem tikai laboratorijā.	P,O,T,C,P,S
288.	Urīna analīze ar stripu	spontāns urīns	Ar konservantu	48h	48h	48h		10 mL	Paraugu ņemšanas punktus pieņem tikai traukā ar konservantu.	P,O,T,C,P,S
289.	Urīna sedimenta mikroskopija	urīns	Ar konservantu	48h	48h	48h		10 mL	Paraugu ņemšanas punktus pieņem tikai traukā ar konservantu.	P,O,T,C,P,S

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
290.	Kopējais olbaltums	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta		24 h	7 dienas	1 mēnesis	10-15 mL		P,O,T,C,P,S
291.		24h urīns				1 dienu	1 mēnesis	10-15 mL	Norādīt urīna kopējo daudzumu	P,O,T,C,P,S
292.	Olbaltumvielu frakcijas	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta		2 dienas			20-30 mL		Pieņem paraugu P,O,T,C,P,S Testē E.Gulbja laboratorijā Izpildes laiks līdz 4 dienām
293.		Urea	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta		2 dienas	7 dienas	1 mēnesis	10-15 mL	
294.	Urea	24h urīns						10-15 mL	Norādīt urīna kopējo daudzumu	P,O,T,C,P,S
295.	Kreatinīns	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta		2 dienas	6 dienas	6 mēneši	10-15 mL		P,O,T,C,P,S
296.		24h urīns							Norādīt urīna kopējo daudzumu	
297.	Urīnskābe	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta		4 dienas	4 dienas		10-15 mL	Precipitācija, ja pH<7	P,O,T,C,P,S
298.	Urīnskābe	24h urīns	tīrā traukā bez konservanta		4 dienas	4 dienas		10-15 mL	Norādīt urīna kopējo daudzumu; Precipitācija, ja pH<7	P,O,T,C,P,S
299.	Kalcijs /diennakts/	24h urīns	tīrā traukā		2 dienas	4 dienas	3 nedēļas	10-15 mL	Norādīt urīna kopējo daudzumu; Precipitācija sārmainā vidē	P,O,T,C,P,S
300.	Fosfors /diennakts/	24h urīns	tīrā traukā		2 dienas pH<5	2 dienas pH<5		10-15 mL	/stabilizē 20 mL 6M HCl	P,O,T,C,P,S
301.	Amilāze	spontāns urīns	tīrā traukā bez konservanta		2 dienas	10 dienas	3 nedēļas	10-15 mL		P,O,T,C,P,S
302.	Amilāze	24h urīns			2 dienas	10 dienas	3 nedēļas	10-15 mL	Norādīt urīna kopējo daudzumu	P,O,T,C,P,S
Citi izmeklējumi										
303.	Krēpu analīze	Krēpas	tīrā traukā			24h			Krēpas savāc tīrā sausā traukā	P,O,T,C,P
304.	Iztriepe uz eozinofiliem leukocītiem	iztriepe	Uz stikliņa	7 dienas						P,O,T,C,P
305.	Likvora analīze	Likvors	tīrā traukā	2h					Pēc punkcijas uzreiz nogādā laboratorijā, kur nekavējoties izmeklē	P,O,T,C,P
306.	Punktāta analīze	Punktāts	tīrā traukā	2h					Pēc punkcijas uzreiz nogādā laboratorijā, kur nekavējoties izmeklē	P,O,T,C,P
307.	Sēnītes mikroskopiski	Materiāls	tīrā traukā	3d	3d				Mati, nagi, āda, iztriepes no gļotādām. 2 nedēļas nelietot antifungālos līdzekļus	P,T,P
308.	Analīze uz BK	Krēpas, urīns	tīrā traukā			24h				P,O,T,C,P
309.	Spermogramma	ejakulāts	tīrā traukā	2h					Laboratorijā jānogādā 36-37° C 2 stundu laikā	P,T,P (iepriekš jāsavzvana laboratorijā)
310.	Izmeklēšana uz demodekozi	skropstas, āda	tīrā traukā	24h	24h				No ādas ņem ar neasu skalpeli, no skropstām ar pinceti, ievieto Petri platītē vai Ependorfa stobriņā	P,T,P
Cita laboratorija: Izmeklējumi, kurus pārsūta										

Nr. p.k.	Veicamie izmeklējumi	Izmeklējamais materiāls	Slēgtās vakuumsistēmas stobriņš (piedevas veids)/ trauks	Primārā parauga (asins, urīna, krēpas u.c.) stabilitāte +20 ±5°C	Izmeklējamā materiāla stabilitāte			Nepieciešamais materiāla daudzums (atdalīts serums, plazma vai urīns u.c. materiāli)	Piezīmes/ komentāri	Izmeklējumu veikšanas laiks
					+20 ± 5°C	+5 ± 3°C	-20 ± 5°C			
311.	Eozinofīlie katjoniskie proteīni /ECP/	serums	bez antikoagulanta	2 h 2-8°C; leteicams serumu sasaldēt		7 dienas	3 mēneši	1 mL		P,O,T,C,P,S Izpildes laiks T,Pk
312.	Anti-Epstein-Barr vīrusa (EBNA) IgG	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	1 mēnesis	1 mL		Izmeklē LIC Izpildes laiks līdz 4 dienām
313.	Anti-masalu (rubeolla) IgG un IgM	serums	bez antikoagulanta	24 h				1 mL	Norādīt pēdējo vakcināciju	Izmeklē LIC Izpildes laiks līdz 7 dienām
314.	Anti-HBe	serums	bez antikoagulanta	24 h	5 dienas	14 dienas	1 gads	1 mL		Izmeklē LIC Izpildes laiks līdz 7 dienām
315.	HBe Ag	serums	bez antikoagulanta	24 h	5 dienas	14 dienas	1 gads	1 mL		Izmeklē LIC Izpildes laiks līdz 7 dienām
316.	Angiotenzīna konvertāze	serums	bez antikoagulanta	24 h	1 dienas	7 dienas	6 mēneši	1 mL		Izmeklē E.Gulbja laboratorija Izpildes laiks 2 - 3 dienas
317.	S 100 proteīns	serums	bez antikoagulanta	24 h		7 dienas	3 mēneši	1 mL	Neizmantot plazmu!	Izmeklē E.Gulbja laboratorija Izpildes laiks līdz 7 dienām

Paskaidrojumi:

P,O,T,C,P -pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien izpildes laiks tajā pašā dienā, ja paraugs nav jāatšķaida vai jāizmeklē atkārtoti
P,O,T,C,P,S-pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien /sestdien strādā laboratorija Bīķernieku 25a, Rīga
(S*)- sestdien paraugus pieņemt-izmeklēšanas pārskatu var saņemt pirmdien pēc plkst. 12.00
S-(sestdien) izpildes laiks tajā pašā dienā
Izpildes laiks: Pk*-piektdien, ja materiāls nogādāts laboratorijā iepriekšējā dienā līdz 18.00

Literatūra:

Ražotāja testu reaģentu ieliktni-instrukcija
Quality of diagnostic samples, BD Diagnostics, 2010

Izpildes laiks P,O,C,Pk*-pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien, ja materiāls nogādāts laboratorijā iepriekšējā dienā līdz 18.00
Izpildes laiks O, C*-otrdien, ceturtdien, ja materiāls nogādāts laboratorijā iepriekšējā dienā līdz 18.00
Izpildes laiks P,O,C*-pirmdien, otrdien, ceturtdien, ja materiāls nogādāts laboratorijā iepriekšējā dienā līdz 18.00
^ un v parāda ietekmi uz testa rezultātu
LIC - Latvijas infektoloģijas centrs

Tietz textbook of Clinical chemistry and molecular diagnostics, AACC, 2015v1.0
Diagnostic samples:from the patient to the laboratory, Wiley-blackwell, 4 updated edition